



УСТРОЙСТВО ПЫЛЕВСАСЫВАЮЩЕЕ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЕ УПЗ-Бокс-01 «Аверон»



Руководство по эксплуатации
АВЕ 587.000.000 РЭ
1.0 СТАЙЕР КЛАССИК

РУ № ФСР 2012/13285 от 06.04.2012

Декларация о соответствии
РОСС RU.АГ81.Д18675 от 30.11.2017

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕВСАСЫВАЮЩЕЕ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЕ
В КОМПЛЕКТЕ С ОТКРЫТЫМ ИЛИ ЗАКРЫТЫМ
БОКСОМ-ПЫЛЕСБОРНИКОМ
УПЗ-Бокс-01 «АВЕРОН»



“Внимание! Смотри сопроводительные документы” -
необходимость предварительного изучения Руководства по
эксплуатации, особенно раздела “Меры безопасности”

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на Устройство пылевсасывающее зуботехническое в комплекте с открытым или закрытым боксом-пылесборником УПЗ-Бокс-01 «АВЕРОН», ТУ 9452-012-25014322-2002, ОКП 94 5220, 1.0 СТАЙЕР КЛАССИК (далее – **УПЗ**). Класс защиты по электробезопасности I.

1.2 **УПЗ** предназначено для очистки воздуха в обслуживаемой рабочей зоне от пылевзвеси и сбора ее для последующей утилизации. Применяется в зуботехнических лабораториях.

1.3 Установка и эксплуатация **УПЗ** должны проводиться в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем Руководстве. Игнорирование этих требований значительно сокращает ресурс воздуховсасывающего агрегата и **УПЗ**, а также ограничивает гарантию (см. Техническое обслуживание и Гарантии).

1.4 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35 °C
- влажность при 25 °C, не более 80 %

1.5 Основные технические характеристики

• электропитание	~220В*	50Гц	1А
• мощность, потребляемая двигателем**	135 Вт		
• объем фильтр-мешка	20 л		
• уровень шума, не более	60 дБА		
• производительность**	100 м ³ /ч		
• габариты	400×270×485 мм		
• длина шланга ШГВ, не менее	1,5 м		
• диаметр подсоединяемого шланга	45 мм		
• масса, не более	9,0 кг		

* - отклонение напряжения питания от номинального ±10%;

** - данные для справки

1.6 Особенности

Бесколлекторный двигатель **УПЗ** имеет длительный ресурс и обеспечивает низкий шум при работе.

Переходник с выключателем для оперативного выключения **УПЗ** с целью экономии ресурса двигателя.

Вилка с заземляющим контактом (евровилка).

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Категорически избегать попадания жидкости внутрь корпуса **УПЗ**.

Розетка питания **УПЗ** должна иметь контакт защитного заземления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



ВНИМАНИЕ!

- подключение **УПЗ** к сети при техническом обслуживании, а также до установки Модуля вытяжки на Модуль фильтров;
- снятие Модуля вытяжки до выключения **УПЗ**.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	К-во
Модуль фильтров, включая - контейнер для отходов - крышка контейнера - фильтр-мешок		1
Модуль вытяжки		1
Запасные части, инструменты и принадлежности (доп.устройства)		
Комплект фильтр-мешков	ФИЛЬТР 20.0 МЕШОК	1 к-т
Шланг воздушного канала (гофрированный)	ШГВ 1.м	1
Переходник с выключателем	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 220.0	1
Поставка по дополнительной заявке		
<input checked="" type="checkbox"/> - Комплект фильтр-мешков	ФИЛЬТР 20.0 МЕШОК	
<input checked="" type="checkbox"/> - Шланг воздушного канала	ШГВ 1.м	
<input checked="" type="checkbox"/> - Бокс-пылесборник	Б 5.х	
<input checked="" type="checkbox"/> - Пневмоэлектрический коммутатор	ПЭК 1.х	
<input checked="" type="checkbox"/> - Фильтр предмоторный	ФИЛЬТР 3.0 МОТОР	
Руководство по эксплуатации АВЕ 587.000.000 РЭ		

- поставка по дополнительной заявке

4 КОНСТРУКЦИЯ

4.1 Основные конструктивные элементы

1 – Модуль вытяжки (МВ)

2 – сетевой шнур

Модуль фильтров (МФ)

3 – контейнер для отходов



4 – крышка

5 – фильтр первого уровня – сменный фильтр-мешок

6 – вход воздушного канала со втулкой сопряжения

7 – фильтр второго уровня, предмоторный, тонкой очистки, на основе воздушного фильтра типа «BIG»

8 – переходник с выключателем




4.2 Устройство

4.2.1 Воздушная пылевзвесь из подключаемых к **УПЗ** устройств по шлангу воздушного канала поступает на вход **(6) МФ**. Пройдя через фильтры **(5 и 7)**, очищенный от пылевзвеси воздух возвращается в окружающую среду.

4.2.2 Предмоторный фильтр **(7)** тонкой очистки служит для защиты от проникновения пыли в Модуль вытяжки **(1)**.

4.2.3 **МВ (1)** и крышка **(4)** не закреплены жестко и легко отсоединяются – открывается доступ к фильтрам. Крышка **(4)** закрывает контейнер **(3)**, не позволяя пыли вылетать во время его переноски для обслуживания и удаления отходов.



ВНИМАНИЕ!

УПЗ разработано и предназначено исключительно для очистки воздуха обслуживаемой рабочей зоны от пылевзвеси и ее сбора для последующей утилизации. Изготовитель не несет ответственности за вред или ущерб, полученный в результате любого другого использования **УПЗ**, отличного от указанного в настоящем Руководстве, или в результате нарушения указаний по эксплуатации.

Использование не по назначению или с отклонением от указаний по эксплуатации прекращает действие гарантии на данное **УПЗ**.

Сервисное обслуживание должно производиться сервисной службой или сервисными специалистами, имеющими разрешение изготовителя на проведение данных работ.

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается эксплуатация **УПЗ** без фильтров.

Обязательны периодические проверка и замена фильтра-мешка.

Продолжительность эксплуатации **УПЗ** зависит от своевременной замены фильтров.

Фильтры подлежат только замене! Промывка и чистка не допускаются!

Снятие и замена фильтров – см. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ».

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 Подготовка

5.1.1 Распаковать **УПЗ**, при выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику

5.1.2 Выдержать **УПЗ** при комнатной температуре 4 часа, если находился в холоде.

5.2 Работа

- установить на крышку **МФ** модуль вытяжки;
- вставить до упора один конец шланга ШГВ во втулку сопряжения, а второй соединить с обслуживающим устройством (пескоструйный аппарат, бокс-пылесборник);
- подключить вилку сетевого шнура **УПЗ** к розетке ~220В 50Гц через ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 220.0.

ВНИМАНИЕ!



Избыточная длина шланга, соединяющего **УПЗ** с обслуживающим устройством, малые радиусы и лишние загибы шланга существенно снижают производительность **УПЗ**.

Режим работы **УПЗ** – продолжительный, но для сбережения ресурса рекомендуется включать **УПЗ** только на время обработки изделий в обслуживаемой рабочей зоне.

Не допускать полного перекрывания входного отверстия модуля вытяжки. Скопление отходов на его сетке, а также несоблюдение правил эксплуатации ведет к преждевременному выходу агрегата из строя.

6 Дополнительные устройства*

6.1 Для сбережения ресурса **УПЗ** рекомендуется:

6.1.1 Пневмоэлектрический коммутатор **ПЭК**: для сбережения ресурса двигателя рекомендуется подключать **УПЗ** к сети через **ПЭК**, который обеспечивает синхронное включение **УПЗ** при работе с аппаратами для струйной обработки только на время подачи абразива.



6.1.2 Бормашина ЭКО: для синхронного управления вытяжкой и вращением наконечника при механической обработке изделий наконечником (подключить **УПЗ** к БМ ЭКО).

ВНИМАНИЕ!



Для исключения выхода **УПЗ** из строя:

- регулятор мощности Бормашины ЭКО обязательно установить в положение максимальной мощности вытяжки;
- запрещается подключение УПЗ 1.0 СТАЙЕР КЛАССИК к БРМ 1.1/БРМ 2.1 ВМУ.

* - Поставка по дополнительной заявке. Эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортирование УПЗ проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам.

Условия транспортирования: температура от минус 50 до 50°C, относительная влажность до 100% при температуре 25°C.

7.2 УПЗ должно храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах в один ряд при температуре от минус 50 до 40°C и относительной влажности до 98% при температуре 25°C. Не допускается хранение УПЗ совместно с кислотами и щелочами.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения длительной безотказной работы УПЗ необходимо периодически проверять степень заполнения фильтр-мешка (5) и состояние предмоторного фильтра (7). Частота проверок определяется опытным путем, она может изменяться от ежедневной до еженедельной в зависимости от условий применения, интенсивности эксплуатации УПЗ.

Замену фильтров производить вне чистой зоны рабочего места.

Для оценки состояния и последующей замены фильтр-мешка (5) и предмоторного фильтра (7):

- отключить УПЗ от сетевой розетки;
- снять Модуль вытяжки (1) и крышку (4);
- визуально проверить состояние фильтр-мешка, при необходимости – заменить, для чего:
 - ослабить крепление фильтра скобой, вращая гайку-баращек;
 - отвести прижимную скобу в сторону;
 - снять фланец фильтра с патрубка и закрыть клапаном фланца, не допуская просыпания мусора;
- провести влажную уборку внутренней поверхности контейнера, например, влажной губкой;





- проверить целостность рабочей поверхности предмоторного фильтра (7), а также наличие пыли на его внутренней поверхности. Пыль, изменение цвета внутренней поверхности (с желтого на серый), нарушение целостности поверхности указывают на необходимость замены фильтра;



- установить новые фильтры в порядке, обратном изъятию, закрыть контейнер (3) крышкой (4) и установить Модуль вытяжки (1) на место.

ВНИМАНИЕ!



При замене фильтр-мешка, убедиться в надежности крепления фланца фильтра прижимной скобой. При наличии повреждений и разрывов - использование мешка не допускается.

Предмоторный фильтр подлежит только замене! Продувка и чистка не допускаются!
Деформация корпуса предмоторного фильтра не допускается!

После влажной уборки обратную сборку и включение УПЗ в сеть производить только после полного высыхания обработанных поверхностей и элементов конструкции.

В случае снижения эффективности вытяжки при незначительном заполнении фильтр-мешка допускается его встряхивание путем кратковременного перекрытия входного отверстия обслуживаемого устройства или шланга при работающем УПЗ.

9 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Что делать
При включении УПЗ не работает двигатель модуля вытяжки	Неисправность электрической цепи	
Повышенный шум в работе двигателя модуля вытяжки	Износ двигателя	
Недостаточная мощность всасывания	Сильное загрязнение фильтров и/или самого МФ	см. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Примечание: - если дефект не устранен - обратитесь к продавцу или в ближайшее сервисное представительство изготовителя.

10 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе УПЗ не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) УПЗ не требуется.

11 ГАРАНТИИ

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие Устройства пылевсасывающего зуботехнического УПЗ-Бокс-01 «Аверон» требованиям действующей технической документации в случае соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения согласно настоящему Руководству.

11.2 Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем, кроме воздуховсасывающего агрегата. Агрегат подвержен естественному износу в процессе эксплуатации. На агрегат установлена гарантия 6 месяцев, далее ограниченная гарантия – 18 месяцев. Ограниченная гарантия предусматривает бесплатное проведение работ по его замене, стоимость агрегата при этом оплачивается владельцем УПЗ.

Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности УПЗ.

Гарантия не распространяется на шланг воздушного канала и сменные фильтры.

11.3 Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию, а также в случае загрязнения отходами из-за несвоевременного технического обслуживания, неправильной установки или использования несоответствующих фильтров.

11.4 Изготовитель (Представительство) осуществляет бесплатно ремонт или замену продукции в течение гарантийного срока эксплуатации, при выполнении п.п.11.1, 11.3, по письменной заявке владельца, с предъявлением настоящего Руководства или копии документа, подтверждающих покупку (чек, платежное поручение) и комплектацию продукции, предоставляемой:

- для замены – согласно покупной комплектации;
- для ремонта – по согласованию с исполнителем, осуществляющим ремонт.

Для замены или ремонта продукция предоставляется в упаковке Изготовителя в ЧИСТОМ виде. Устранение повреждений, полученных при доставке, и работы по приведению в надлежащий вид осуществляются за счет владельца оборудования.

11.5 Гарантийный и постгарантийный ремонт в первую очередь осуществляется Поставщиком или в ближайших сервисных представительствах АВЕРОН. Доставка оборудования для ремонта производится владельцем за свой счет.

11.6 Адрес Изготовителя:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3,

ООО «ВЕГА-ПРО»

www.averon.ru

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

feedback@averon.ru

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

11.7 Полный перечень авторизованных сервисных представительств и центров, осуществляющих гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также ремонт оборудования АВЕРОН, приведен на сайте АВЕРОН: https://www.averon.ru/service/servise_centr/.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ПРО» (ООО «ВЕГА-ПРО»)

зарегистрирован Инспекцией МНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга от 20.11.2002 года.

Основной государственный регистрационный номер: 1026602333438

Юридический адрес: 620102, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 3, телефон: (343) 311-11-21.

в лице Глазеева Алексея Владимировича

заявляет, что

Устройство пылевсасывающее зуботехническое в комплекте с открытым или закрытым боксом-пылесборником УПЗ-Бокс-01 «Аверон», модели: УПЗ , Бокс-пылесборник открытый, Бокс-пылесборник закрытый, торговой марки «Аверон»

серийный выпуск

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ПРО» (ООО «ВЕГА-ПРО»)

Адрес: 620102, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 3.

Код ОК 034-2014: 32.50.11.000

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9018 49 900 0

соответствует требованиям

ГОСТ Р 50444-92 (Ред. 3, 4); ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014

(заявитель не претендует на сертификацию отдельных типоразмеров изделия, указанных в этом документе, наименование которых не включено в перечень требований для этого продукта)

Декларация принята на основании

Сертификата системы менеджмента качества ИСО 9001-2011(ISO9001:2008) № РОСС RU.ФК11.К00313, срок действия до 22.01.2018, выдан органом по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РОСТЕХСЕРТ» № РОСС RU.0001.13ФК11; регистрационного удостоверения № ФСР 2012/13285 от 06.04.2012г. Срок действия не ограничен. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Дата принятия декларации 30.11.2017

Декларация о соответствии действительна до 29.11.2022

М.П.

А.В. Глазев

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Основной государственный регистрационный номер: 1117746284260.

Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза"

142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Бибирево, Промзона территории, корпус 526.

Телефон +74955328497, факс +74955328497, адрес электронной почты cs.biryusa@yandex.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.08.2015 года.

Федеральной службой по аккредитации

Дата регистрации 30.11.2017, регистрационный номер РОСС RU.АГ81.Д18675

М.П.

Ж.В. Иванова



аверон

научно-производственный комплекс

Учебный центр АВЕРОН

приглашает на обучение
зубных техников, врачей,
руководителей и администраторов
стоматологических учреждений

Программа на
<http://www.uc-averon.ru>



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие Устройства пылевсасывающего зуботехнического УПЗ-Бокс-01 «Аверон» требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

1.0 СТАЙЕР КЛАССИК	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.