



# УСТРОЙСТВО ПЫЛЕВСАСЫВАЮЩЕЕ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЕ УПЗ-Бокс-01 «Аверон»



Руководство по эксплуатации  
АВЕ 559.150.000 РЭ  
2.1 ДРИМ

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕВСАСЫВАЮЩЕЕ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЕ  
В КОМПЛЕКТЕ С ОТКРЫТИМ ИЛИ ЗАКРЫТИМ  
БОКСОМ-ПЫЛЕСБОРНИКОМ  
УПЗ-Бокс-01 АВЕРОН

Рег. удостоверение  
№ ФСР 2012/13285 от 06.04.2012



**“Внимание! Смотри сопроводительные документы”** -  
необходимость предварительного изучения Руководства по  
эксплуатации, особенно раздела “Меры безопасности”

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

**1.1** Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на Устройство пылевсасывающее зуботехническое в комплекте с открытым или закрытым боксом-пылесборником УПЗ-Бокс-01 «Аверон», ТУ 9452-012-25014322-2002, ОКП 945220, 2.1 ДРИМ (далее – **УПЗ**). Класс защиты по электробезопасности I.

**1.2** **УПЗ** предназначено для комплектования автономных рабочих мест по механической обработке изделий и при проведении других аналогичных работ в зуботехнических лабораториях совместно с зуботехническими столами АВЕРОН: СЗТ ДРИМ / СЗТ ДРИМ ЭКО (далее – **СЗТ**).

При управлении **УПЗ** от БМ ЭКО – подключать **УПЗ** непосредственно к БМ ЭКО, без использования блока регулятора мощности БРМ 1.1 или др.

**1.3** Установка и эксплуатация **УПЗ** должны проводиться в соответствии с требованиями настоящего Руководства, иначе ресурс воздуховсасывающего агрегата **УПЗ** значительно сокращается и срок гарантии ограничивается вплоть до прекращения ее действия (см. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и ГАРАНТИИ).

### 1.4 Условия эксплуатации

- окружающая температура..... 10...35°C
- влажность при 25°C, не более ..... 80%

### 1.5 Основные технические характеристики

- электропитание ..... ~220В\* 50Гц ЗА
- объем фильтр-мешка ..... 7 л
- уровень шума, не более..... 60 дБА
- производительность\*\* ..... 100 м<sup>3</sup>/ч
- габариты, не более ..... 307×404×380 мм
- масса, не более..... 15 кг

\* - отклонение напряжения питания от номинального не более ±10%;

\*\* - данные для справки

### 1.6 Особенности

**УПЗ** крепится снизу горизонтальной столешницы **СЗТ**, освобождая рабочее пространство и увеличивая полезную площадь **СЗТ**.

Вытяжка с низким уровнем шума и высокой производительностью.

Выдвижной модуль вытяжки со сменным фильтр-мешком и предмоторным фильтром тонкой очистки.

Быстрая очистка от мусора (см. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Вилка с заземляющим контактом (евровилка).

## 2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Категорически избегать попадания жидкости внутрь корпуса **УПЗ**.

Розетка питания **УПЗ** должна иметь контакт защитного заземления.

Запрещается подключение **УПЗ** к сети до установки модуля вытяжки, а также его снятие до выключения **УПЗ**.

**УПЗ** должен быть отключен от сетевой розетки при его установке, проведении технического обслуживания.

### ВНИМАНИЕ!



### Использование по назначению

Блок вытяжки **УПЗ** предназначен исключительно для очистки воздуха обрабатываемой рабочей зоны от пылевзвеси и ее сбора для последующей утилизации. Изготовитель не несет ответственности за вред или ущерб, полученный в результате любого другого его использования, отличного от указанного в настоящем Руководстве, или в результате нарушения указаний по эксплуатации.

Использование не по назначению или с отклонением от указаний по эксплуатации прекращает действие гарантии на данное **УПЗ**.

Сервисное обслуживание должно производиться сервисной службой или сервисными специалистами, имеющими разрешение изготовителя на проведение данных работ.


## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	К-во
Модуль вытяжки		1
Модуль фильтров		1
<b>Запасные части, инструменты и принадлежности (доп.устройства)</b>		
Комплект фильтр-мешков (5 мешков)	<b>ФИЛЬТР 7.0 МЕШОК</b>	1 к-т
<input checked="" type="checkbox"/> - Поставка по дополнительной заявке		
<input checked="" type="checkbox"/> - Предмоторный фильтр	<b>ФИЛЬТР 3.0 МОТОР</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> - Шланг воздушного канала	<b>ШГВ 1.м</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> - Пневмоэлектрический коммутатор	<b>ПЭК 1.х</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> - Переходник со встроенным выключателем	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 220.0</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> - Комплект фильтр-мешков	<b>ФИЛЬТР 7.0 МЕШОК</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> - Блок регулятора мощности	<b>БРМ 1.1/2.1 ВМУ</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> - Комплект графитовых щеток двигателя	<b>ЩЕТКА 1.0 УПЗ</b>	
<b>Руководство по эксплуатации АВЕ 559.150.000 РЭ</b>		

## 4 КОНСТРУКЦИЯ

### 4.1 Основные конструктивные элементы

- 1 – МВ - модуль вытяжки
- 2 – корпус МФ - модуля фильтров
- 3 – крышка отсека МФ
- 4 – фильтр предмоторный воздушный типа «BIG»
- 5 – втулка сопряжения
- 6 – приспособление для намотки излишков сетевого провода
- 7 – фильтр-мешок сменный
- 9 – направляющие



### 4.2 Устройство

В УПЗ предусмотрена двухуровневая система воздухоочистки.

Воздушная пылевзвесь из рабочей зоны поступает в модуль фильтров МФ и попадает в фильтр первого уровня - фильтр-мешок (7). Он удерживает основную часть отходов и легко заменяется при загрязнении.

На входе модуля вытяжки (1) установлен фильтр второго уровня (4), предмоторный. Он осуществляет тонкую очистку и служит для защиты от проникновения пыли в агрегат.

Очищенный от пылевзвеси воздух возвращается в окружающую среду.

#### ВНИМАНИЕ!



#### Предупреждение!

Продолжительность эксплуатации блока вытяжки УПЗ зависит от своевременной замены фильтра первого уровня.

Снятие и замена фильтров – см. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Режим работы: повторно-кратковременный. Для сбережения ресурса рекомендуется включать УПЗ только на время обработки изделий в обслуживаемой рабочей зоне.

УПЗ рекомендуется эксплуатировать с блоком регулятора мощности **БРМ** или бормашиной **БМ ЭКО**, которые через 10 минут непрерывной работы автоматически выключают УПЗ для обеспечения повторно-кратковременного режима работы и сбережения ресурса двигателя.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

## 5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 5.1 Подготовка

5.1.1 Распаковать. При выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.


5.1.2 Выдержать УПЗ при комнатной температуре 4 часа, если находился в холодае.

5.1.3 Модуль вытяжки (1) закрепить винтами «барашек» на нижней поверхности модуля фильтров (2). Винты затянуть до полного прижатия торца (8) фильтра к поверхности модуля (2).

### 5.2 Установка УПЗ

Установить УПЗ снизу столешницы СЗТ ДРИМ/ЭКО:

из положения сидя, удерживая УПЗ на весу, завести правую и левую направляющие (9) в ответные направляющие СЗТ. Убедиться, что МФ дошел до конца и уплотнение на его задней стенке прижалось к уплотнению на раме СЗТ.



### 5.3 Работа

5.3.1 Включить вилку шнура питания УПЗ в сетевую розетку (см. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ).

5.3.2 При использовании вытяжного канала СЗТ ДРИМ/ЭКО втулка (5) УПЗ закрывается специальной заглушкой из комплекта СЗТ.

5.3.3 Для совместной работы УПЗ с Аппаратами для струйной обработки (АСОЗ), БОКСАМИ и другим обслуживаемым оборудованием соединить втулку (5) шлангом диаметром 44 мм с выходом обслуживаемого устройства. Вытяжное отверстие на столешнице СЗТ ДРИМ/ЭКО закрывается специальной заглушкой из комплекта СЗТ.

## 5.4 Дополнительные устройства\*

5.4.1 Пневмоэлектрический коммутатор **ПЭК\***, через который **УПЗ** подключается к сети, обеспечивает синхронное включение **УПЗ** при работе с аппаратами для струйной обработки только на время подачи абразива.



5.4.2 Блок регулятора мощности **БРМ 1.1\*** обеспечивает повторно-кратковременный ресурсосберегающий режим работы: через 10 минут непрерывной работы автоматически выключает **УПЗ**.

5.4.3 Бормашина **БМ ЭКО\*** обеспечивает включение **УПЗ**, синхронизированное с началом вращения наконечника, а также повторно-кратковременный режим работы.

5.4.4 Переходник со встроенным выключателем **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 220.0\*** для оперативной коммутации питания **УПЗ**.

## 6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для длительной безотказной работы вытяжки **УПЗ** необходимо **регулярно** следить за степенью наполнения фильтр-мешка и загрязнением предмоторного фильтра, вовремя заменять их. Протирать внешние и доступные внутренние поверхности элементов конструкции влажной мягкой тканью (губкой). Частота определяется опытным путем и зависит от условий применения, интенсивности эксплуатации **УПЗ** и использования дополнительных внешних фильтров.

### 6.1 Для проверки и очистки:

- отключить вилку сетевого шнура питания **УПЗ** от розетки;
- выдвинуть **УПЗ** из рамы;
- снять крышку, для чего ослабить винты «барашки», сдвинуть крышку (3) от себя и поднять вверх;
- визуально проверить состояние фильтр-мешка (7) и, при необходимости, заменить (см. ниже), предварительно проведя влажную уборку внутренних поверхностей Модуля;
- при замене фильтр-мешка через отверстие в дне модуля проверить состояние (загрязнение, целостность) рабочей поверхности предмоторного фильтра (4). Разрывы, наличие пыли, изменение цвета поверхности с желтого на серый указывают на необходимость его замены (см. далее).

---

\*- Поставка по дополнительной заявке. Эксплуатация, обслуживание и гарантии – согласно своей сопроводительной документации.

## ВНИМАНИЕ!



После влажной уборки обратную сборку и включение **УПЗ** в сеть производить только после полного высыхания обработанных поверхностей и элементов конструкции.


### 6.2 Замена фильтр-мешка:


- Отключить вилку сетевого шнура **УПЗ** от розетки, выдвинуть **МФ** и снять крышку.
- У переднего края **МФ** приподнять углы мешка для доступа к двум прижимам с гайками-барашками.
- Ослабить гайки и высвободить фланец мешка, повернув прижимы в стороны.
- Снять фланец мешка с патрубка и потянуть за язычок на фланце, закрывая вход мешка клапаном для предотвращения высыпания мусора.



### 6.3 Замена предмоторного фильтра:

- Отключить вилку сетевого шнура **УПЗ** от розетки.
- Открутить до половины винты «барашки» на нижней части **МФ** и снять **МВ**, сдвинув по пазам.
- Заменить предмоторный фильтр на новый.
- Сборка - в обратной последовательности.





**ВНИМАНИЕ!**



Предмоторный фильтр подлежит только замене! Промывка и чистка не допускаются!

**6.4** Для выработки полного ресурса воздуховсасывающего агрегата рекомендуется после гарантийного срока (6 месяцев, см.п.9.2) и в дальнейшей эксплуатации регулярно проверять:

- отсутствие пыли, грязи, при необходимости – очистить;
- состояние графитовых щеток, если выявлен износ – заменить согласно «Инструкции по замене графитовых щеток в двигателе» АВЕ 215.100.000 И2 (см. на сайте [www.averon.ru](http://www.averon.ru)).

Частота проверок – в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации.

## **7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

**7.1** Транспортирование УПЗ проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам.

Условия транспортирования: температура от минус 50 до 50°C, относительная влажность до 100% при температуре 25°C.

**7.2** УПЗ должно храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах в один ряд при температуре от минус 50 до 40°C и относительной влажности до 98% при температуре 25°C. Не допускается хранение УПЗ совместно с кислотами и щелочами.

## **8 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Неисправность	Причина	Что делать
При включении УПЗ не работает двигатель модуля вытяжки	Неисправность электрической цепи	
Повышенный шум в работе двигателя модуля вытяжки	Износ двигателя	
Недостаточная мощность всасывания	Сильное загрязнение фильтров и/или самого МФ	см. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Примечание: - обратитесь к продавцу или в ближайшее сервисное представительство изготовителя.

## **9 ГАРАНТИИ**

**9.1** Изготовитель гарантирует соответствие Устройства пылевсасывающего зуботехнического УПЗ-БОКС-01 «Аверон» требованиям действующей технической документации в случае соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения согласно настоящему Руководству.

**9.2** Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем, кроме воздуховсасывающего агрегата. Агрегат подвержен естественному износу в процессе эксплуатации. На агрегат установлена гарантия 6 месяцев, далее ограниченная гарантия – 18 месяцев. Ограниченная гарантия предусматривает бесплатное проведение работ по его замене, стоимость агрегата при этом оплачивается владельцем УПЗ.

Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности УПЗ.

Гарантия не распространяется на шланг воздушного канала и фильтры.

**9.3** Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или несанкционированного доступа в конструкцию, а также в случае загрязнения отходами из-за несвоевременного

технического обслуживания, неправильной установки или использования несоответствующих фильтров.

**9.4** Изготовитель (Представительство) осуществляет бесплатно ремонт или замену продукции в течение гарантийного срока эксплуатации, при выполнении п.п.9.1, 9.3, по письменной заявке владельца, с предъявлением настоящего Руководства или копии документа, подтверждающих покупку (чек, платежное поручение) и комплектацию продукции, предоставляемой:

- для замены – согласно покупной комплектации;
- для ремонта – по согласованию с исполнителем, осуществляющим ремонт.

**9.5** Для замены или ремонта продукция предоставляется в упаковке Изготовителя в ЧИСТОМ виде. Устранение повреждений, полученных при доставке, и работы по приведению в надлежащий вид осуществляются за счет владельца оборудования.

#### **9.6 Изготовитель:**

**620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» [www.averon.ru](http://www.averon.ru)**  
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

**9.7** Полный перечень авторизованных сервисных представительств и центров, осуществляющих гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также ремонт оборудования АВЕРОН, приведен на сайте АВЕРОН:

[https://www.averon.ru/service/servise\\_centr/](https://www.averon.ru/service/servise_centr/)



**аверон**

научно-производственный комплекс

### Учебный центр АВЕРОН

приглашает на обучение  
зубных техников, врачей,  
руководителей и администраторов  
стоматологических учреждений

Программа на  
<http://www.uc-averon.ru>



## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие пылевсасывающего зуботехнического УПЗ-БОКС-01 Устройства «Аверон» требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

### 2.1 ДРИМ

Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.