

Бесконтактный дозатор HDI-9000



Оцените работу нового сенсорного дозатора HDI-9000!

Принципиально новый подход к дезинфекции рук в медицинских учреждениях. Стильный дизайн в сочетании с безупречными функциональными характеристиками дозатора.



Сенсорный дозатор для дезинфекции рук

SARAYA

Новый дизайн, усовершенствованный функционал. Аккуратное дозирование дезинфицирующих средств.

1

Удобство и точность дозирования

Дозирование происходит только при полном размещении рук внутри дозатора. Легкая регулировка количества дозируемого антисептика.

2

Универсальность

Предназначен для различных видов антисептиков Saraya.

3

Чистота и аккуратность

Конструкция дозатора с защитным отсеком для антисептика предохраняет от случайной активации сенсора, а также от разбрызгивания и проливания дезинфицирующего средства.

4

Широкие возможности для установки

Дозатор работает от батареек и не требует внешнего электропитания, благодаря чему он может быть установлен в любом месте.

5

Подсветка отсека для антисептика

Отсек с дезинфицирующим средством подсвечивается в темноте при срабатывании дозатора.



Сенсорный дозатор
HDI-9000



Универсальная
установка
Работает
от батареек

Дезинфектант
Спрей/Гель

Код продукта – 56009 Размеры: 250 мм (Ш) x 292 мм (Г) x 256 мм (В)



Выдвижной поддон



Удобно для
поддержания чистоты

Легкая установка бутылки



Бутылка с дезинфицирующим
средством легко вставляется
и вынимается из дозатора

Проверка уровня средства



Прозрачная бутылка позволяет
отслеживать количество
дезинфицирующего средства

Антивандальный замок



Поддон, бутылка и батарейки
защищены специальным замком
от несанкционированного снятия

Работа от батареек



4-х батареек D класса
хватает на 1 год
использования

Устройство для подключения к автоматическим дверям

Бесконтактный дозатор
HDI-9000



Универсален
в установке

Дезинфектант
Спрей/гель

Устройство для подключения к автоматическим дверям

Код продукта – 56010

Размеры: 250 мм (Ш) x 292 мм (Г) x 256 мм (В)

• Подключение дозатора к автоматическим дверям обеспечивает контроль доступа в помещения, где необходимо соблюдать особые санитарные нормы. Автоматические двери открываются только после процедуры дезинфекции рук. Применение подобной системы критически важно для медицинских учреждений, лабораторий и пищевых производств.

• Устройство для подключения к автоматическим дверям функционирует только при работе дозатора от сети.



Аксессуары



Вертикальная стойка для дозатора

Код продукта – 41063

Стойка предназначена для размещения дозатора в любом необходимом месте в общественных учреждениях. Удобное решение для установки дозатора рядом с автоматическими дверями.



Настенный держатель

Код продукта – 41066

Настенный держатель предназначен для крепления дозатора HDI-9000 к стене.



Адаптер питания 100–240 В


Код продукта – 47002

При подключении дозатора к автоматическим дверям необходимо обеспечить питание от сети. Для этой цели используйте адаптер питания 100–240 В, 50/60 Гц.

Технические характеристики

Название	Сенсорный дозатор
Модель	HDI-9000
Размеры	250 мм (Ш) x 292 мм (Г) x 256 мм (В) 250 мм (Ш) x 300 мм (Г) x 256 мм (В) (с устройством для подключения к автоматической двери)
Вес	2,2 кг (без дезинфицирующего средства, упаковки и аксессуаров)
Материалы	Корпус – пластик PP, сталь SUS304 Отсек для антисептика – пластик PP Поддон – пластик PP, сталь SUS304 Отсек для батареек – пластик PP
Питание	Адаптер питания (100–240 В, 50/60 Гц)
Температура	5–40°C (необходимая температура для сохранения консистенции химических компонентов)
Влажность	20–85%
Антисептики	Антисептики производства Saraya
Бутылки с антисептиками	Бутылки с антисептиками Saraya

Размеры



* Дозатор с устройством для подключения к автоматическим дверям

Единицы измерения: мм

Наименование

Количество в упаковке

Код продукта

Сенсорный дозатор HDI-9000	1	56009
Сенсорный дозатор HDI-9000 с устройством для подключения к автоматическим дверям	1	56010
Вертикальная стойка для дозатора	1	41063
Настенный держатель для дозатора	1	41066
Блок питания	1	47002



Меры предосторожности

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию
- Используйте дезинфицирующие средства производства Saraya

SARAYA

Производитель:

Saraya Co., Ltd.

2-2-8 Yuzato, Higashisumiyoshi-ku, Osaka 546-0013, Japan

Phone: +81-6-6703-6556, Fax: +81-6-6703-4466

www.saraya.com/english, e-mail: hands@saraya.com

Представительство компании Saraya в России:

ООО «Сарая СНГ»

115054, Москва, ул. Зацепы, д. 28, стр. 1

Тел./факс: +7 (499) 235-84-13, 235-66-33, 235-33-66

www.bscis.ru, info@bscis.ru