

Tesoro

Dermal Filler



Компания BNC Global разработала филлер с максимальной степенью очистки (РУ №РЗН 2023/20135 от 21 апреля 2023 г.)

На сегодняшний день компания BNC Global широко применяет инновационную технологию изготовления продуктов с новой схемой скрещивания частиц гиалуроновой кислоты (ГК), что обеспечивает безопасность и пролонгированный терапевтический эффект.

Самый безопасный филлер, не вызывающий иммунного ответа.

Филлеры линейки Tesoro на сегодняшний день являются одними из самых безопасных на рынке. За счет 3х фазной очистки ГК, а также новым технологиям производства, где важную роль играет количество сшивающего агента. Строгий контроль качества и чистоты ГК — особенность данного продукта.

Преимущества Tesoro



Безопасность

- Самая безопасная концентрация ГК 20 мг/мл не вызывающая иммунного ответа и отсроченных осложнений;
- Монофазный филлер — эластичный, деликатный гель, удобный в работе, исключает возможность миграции геля, формирование комков;
- Максимально стойкий результат за счёт количества сшивающего агента;
- Отсутствие осложнений за счет самой максимальной 12 дневной 3х фазной очистки ГК.



Длительный эффект



Стоимость

Среди доступных в настоящее время филлеров, концентрация ГК 20 мг/мл вызывает минимальное количество побочных эффектов

- Минимальное количество остаточного белка
- Максимально очищенная гиалуроновая кислота без примесей
- Защита от аллергических реакций

Результат применения

- Абсолютная безопасность. Возможность работать в любой зоне
- Стойкий и долговременный результат



ЛИНЕЙКА TESORO

TESORO Fine



ГЛУБИНА ВВЕДЕНИЯ

Интрадермально поверхностные морщины

ОБЛАСТЬ ВВЕДЕНИЯ

Поверхностные морщины «кисет», Морщины марионетки, Кисти рук, «Кольца венеры», Носослезная борозда

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТА

4-6 месяцев

ФОРМА ВЫПУСКА

1.0мл * 1 шприц

TESORO Deep



ГЛУБИНА ВВЕДЕНИЯ

Субдермально, морщины средней выраженности

ОБЛАСТЬ ВВЕДЕНИЯ

Носогубная складка, Губы, Пальпобромальная борозда, Нососкуловая борозда, биоармирование/коррекция рубцов

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТА

8-12 месяцев

ФОРМА ВЫПУСКА

1.0мл * 1 шприц

ЛИНЕЙКА TESORO

TESORO Sub-Q



ГЛУБИНА ВВЕДЕНИЯ

Глубоко, субдермально, волюмайзер

ОБЛАСТЬ ВВЕДЕНИЯ

Скуловой зоны, подбородочков зоны, височной зоны, зоны надбровных дуг, спинка носа (надкостница)

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТА

12~15 месяцев

ФОРМА ВЫПУСКА

1.0мл * 1 шприц

TESORO Implant Лидокаин



ГЛУБИНА ВВЕДЕНИЯ

Надкостница, глубоко субдермально

ОБЛАСТЬ ВВЕДЕНИЯ

Скуловая зона, Зона подбородка, Овал лица

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТА

12~18 месяцев

ФОРМА ВЫПУСКА

1.1мл * 2 шприца

| | Концентрация гиалуроновой кислоты | Концентрация лидокаина гидрохлорида | Игла | Плотность | Индикация | Упаковка |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|------------------|
| TESORO FINE | 20mg/ml | - | 27GTW 30GTW | ●●○○○ | Интердермально | 1.0мл x 1 шприц |
| TESORO DEEP | 20mg/ml | - | 27GTW | ●●●○○ | Субдермально | 1.0мл x 1 шприц |
| TESORO SUB-Q | 20mg/ml | - | 25GTW 27GTW | ●●●●○ | Глубоко субдермально | 1.0мл x 1 шприц |
| TESORO IMPLANT с Лидокаин | 24mg/ml | 0.3 мас./Об | 25GTW 27GTW | ●●●●● | Глубоко субдермально | 1.1мл x 2 шприца |

Филлеры Tesoro благодаря новой запатентованной технологии изготовления сохраняют более высокую плотность за счет сшивающего агента. При этом не изменяя концентрацию гиалуроновой кислоты. Концентрация ГК 20 мг/мл является самой безопасной концентрацией для организма, так как не будет вызывать «иммунной атаки» (активной выработки собственной гиалуронидазы).

TESORO Implant Лидокаин

Для контура лица

TESORO Sub-Q

Для глубоких морщин


TESORO Deep

Для умеренных морщин

TESORO Fine

Для мелких морщин

Для контура лица Для глубоких морщин Для умеренных морщин Для мелких морщин



Физические свойства филлеров Tesoro

Филлер Tesoro объединяет в себе несколько физических преимуществ:

- легкое введение (одинаковая сила экструзии) за счет монофазности структур;
- равномерное распределение имплантата;
- на 15% вязкопластичнее своих предшественников;
- эргономичный швейцарский шприц с запатентованным наконечником Luer Lock.

Инструкция по применению Tesoro

TESORO FINE

Поверхностные морщины "кисет", Морщины марионетки, Кисти рук, "Кольца Венеры", Носослезная борозда

TESORO DEEP

Носогубная складка, Губы, Пальпебромальная борозда, Нососкуловая борозда, Биоармирование/коррекция рубцов

TESORO SUB-Q

Скуловая зона, Губы, Зона подбородка, Височная зона, Зона надбровных дуг, Носогубная складка Спинка носа (надкостница)

TESORO IMPLANT

Скуловая зона, Зона подбородка, Овал лица



Преимущества Tesoro

Собственная технология завода производителя Tesoro по стабилизации сшивок и удалению сшивающего агента — BDDE SHINE (стабилизированная гиалуроновая кислота и улучшенная новая эффективность).



Первичный

Вторичный

Третичный

Трехэтапное сшивание
Увеличение продолжительности
нахождения ГК в теле



Удаление сшивающих агентов за 12 дней
и процедура диализа перед стерилизацией
Повышение безопасности

Меры предосторожности при проведении процедуры

- Применение специалистами с медицинским образованием
- Избегайте опасных зон, делайте аспирационную пробу

Анатомически опасные зоны

- Нервы, артерии, сосуды

Аннотация

Перед процедурой обработайте поверхность
кожи антисептиком. Соблюдать рекомендации
после контурной пластики.




До & После

• НОС



• ГУБЫ



• НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ



• ЩЕКА



Представляем Вашему вниманию
Tesoro Body Filler



применяется для



Безоперационной
коррекции
формы и
размера груди



Увеличения
объёма
ягодиц



Восстановления
мягких тканей
после
липосакции



Коррекции
формы
ног