



FILLERS

HyalDew[®]
PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID

Премиальные дермальные филлеры
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

HyalDew[®] All
PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID

HyalDew[®] Mid
PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID

HyalDew[®] Fine
PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID

HyalDew[®] Shine
PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID



- ✓ пролонгированного действия
- ✓ из перекрестно-сшитых микробусин гиалуроновой кислоты



FILLERS

HyalDew®

Премиальные дермальные филлеры нового поколения

- Современный филлер, произведенный по запатентованной технологии сшивки
- Высококачественный филлер, впервые признанный миром
- Превосходная надежность филлера обусловлена блокировкой источников побочных эффектов



HyalDew®
PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID

Инновация в технологии гиалуроновой кислоты

+
Длительный
эффект

+
Безопасный
&
Устраняемый

HyalDew All



HyalDew Mid



HyalDew Fine



HyalDew Shine



Shine


Легкий сшитый филлер:

Несмешанный тип сшитой и несшитой ГК по усовершенствованной технологии

Долголетие, повышенная гидрофильная емкость и мелкодисперсный размер продукта на основе сложной технологии производства гиалуроновой кислоты (ГК)

Технология производства

Метод производства филлера BioPlus: MCL*-technology
Запатентованная технология MCL*



MDM Filler™

СОДЕРЖАЩИЙ ВЫСОКОКЛАССНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

MBMT™

Монофазная технология
микрогранул

DMCT™


Технология
многоступенчатой
перекрестной сшивки
дивинилсульфона

MDAP™

Степень многократного
Амфифильного очищения

*MCL: многоуровневое перекрестное вшивание

MDM Filler™ : методы производства и качественные характеристики





FILLERS

MDM Filler™

качественные
характеристики

Продукт, который наилучшим образом реализует безопасность, вязкость и увлажненность, характерные для гиалуроновой кислоты (ГК).

Филлер HyalDew® обладает прекрасной вязкостью

♥ Почувствуйте это сами

(слева) Филлер BioPlus

(справа) другой BDDE/двухфазный препарат

Он совсем другой



• Слева: BioPlus • Справа : BDDE, Bi-phasic

HyalDew®
PATENTED MICRO BEANS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID




MDM Filler™

качественные
характеристики


Вязкость + эластичность = Вязкоупругость, которая является основополагающим свойством долговременного филлера

Сравнение свойств во время введения



• Слева : BioPlus • Справа: BDDE, двухфазный

Сравнение свойств после выплескивания



• Слева: BioPlus • Справа : BDDE, двухфазный



MDM Filler™

качественные
характеристики

Филлер HyalDew® прекрасно выводится гиалуронидазой



	HyalDew® All	HyalDew® Fine	HyalDew® Mid	HyalDew® Shine
				
Состав	Сшитая гиалуроновая кислота	Сшитая гиалуроновая кислота	Сшитая гиалуроновая кислота	Чистая легкосшитая гиалуроновая кислота
Концентрация ГК	20 mg/mL	20 mg/mL	20 mg/mL	20 mg/mL
Молекулярный вес	2,4-4 кДа	2,4-4 кДа	2,4-4 кДа	2,4-4 кДа
Размер частиц геля	420 мкм	325 мкм	350 мкм	100 мкм
Вязко-эластичность	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆
Показания	Восстановление дефицита объема тканей, заполнение глубоких морщин и дистрофических изменений, волюмизация скул, щек и губ, контурная пластика и заполнение морщин подбородка, формирование углов нижней челюсти, моделирование овала лица, ринопластика.	Естественная коррекция объема и контура губ = «превью» новых губ, коррекция мелких морщин и «морщин-марионеток», коррекция опущенных уголков губ, армирование, контурная пластика кистей рук, глубокие морщины.	Увеличение объема губ, коррекция средневывраженных носогубных складок, естественная коррекция скуловой зоны, средневывраженный дефицит объема тканей, восполнение объема мочки уха, восполнение утраченных объемов в подбородочной и височной области лица, безоперационная ринопластика	Заполнение «морщин-марионеток», кисет, разглаживание мелких морщин, кольца Венеры, уплотнение дермального слоя, разглаживание мелких морщин, подготовка к контурной пластике и лазерной шлифовке.
Рекомендуемая область	Носослезная борозда, носогубная складка, подбородок, губы, углы нижней челюсти, височная зона, губы, скулы	Деликатные зоны, носослезная борозда ("уставший взгляд"), межбровные складки, губы, скулы	Губы, скулы, носогубные складки	Лицо, шея, декольте, кисти рук, морщины лба.
Глубина инъекции	Глубокие слои дермы	Поверхностные и средние слои дермы	Средние слои дермы, мелкие и средние морщины	Средние слои дермы Skin Booster
Длительность эффекта	Замедленная деградация, продолжительность 18 месяцев	Замедленная деградация, период от 6-8 месяцев* *в зависимости от зоны	Замедленная деградация, продолжительность 12 месяцев	10 - 12 месяцев* *курсовое применение
Рекомендуемые техники	Болюсно Линейно-ретроградно	Микроболюсно Линейно-ретроградно	Болюсно Линейно-ретроградно	Линейно-ретроградно
Объем	1ml x 1 шприц	1ml x 1 шприц	1ml x 1 шприц	2ml x 1 шприц
Игла в комплекте	25G 13мм UTW	30G 13мм UTW	27G 13мм UTW	31G 13мм или 34G 1.2мм UTW



HyalDew® All

PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID

Состав: сшитая гиалуроновая кислота

Концентрация ГК: 20 mg/mL

Объем: 1ml x 1 шприц

Молекулярная масса: 2,4-4 кДа

Вязко-эластичность: ★★★★★

Игла в комплекте: 25G 13мм UTW

Глубина введения: глубокие слои дермы

Длительность эффекта: замедленная
деградация, продолжительность 18
месяцев



Сшивающий агент DVC, без BDDE



FILLERS

HyalDew® All

PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID

Универсальный филлер, при глубоких морщинах и заломах

(возрастная категория пациентов)

Показания: восстановление дефицита объема тканей, заполнение глубоких морщин и дистрофических изменений, волюмизация скул, щек и губ, контурная пластика подбородка, моделирование овала лица, ринопластика.

Зоны применения: носослезная борозда, носогубная складка, подбородок, губы, углы нижней челюсти, височная зона, губы, скулы



HyalDew®
PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID



FILLERS

HyalDew® Fine

PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID

Состав: сшитая гиалуроновая кислота

Концентрация ГК: 20 mg/mL

Объем: 1ml x 1 шприц

Молекулярная масса: 2,4-4 кДа

Вязко-эластичность: ★★★★★☆

Игла в комплекте: 30G 13мм UTW

Глубина введения: средние и глубокие
слои дермы

Длительность эффекта: замедленная
деградация, период от 6-8 месяцев*

**в зависимости от зоны*



Сшивающий агент DVC, без BDDE

HyalDew®
PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID



FILLERS

HyalDew® Fine

PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID

Идеальные результаты в технике "Бланшинг"

Показания: естественная коррекция объема и контура губ = «превью» новых губ, коррекция мелких морщин и «морщин-марионеток», коррекция опущенных уголков губ, армирование, контурная пластика кистей рук, глубокие морщины.

Зоны применения: деликатные зоны, носослезная борозда ("уставший взгляд"), межбровные складки, губы, скулы



HyalDew®
PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID



FILLERS

HyalDew® Mid

PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID

Состав: сшитая гиалуроновая кислота

Концентрация ГК: 20 mg/mL

Объем: 1ml x 1 шприц

Молекулярная масса: 2,4-4 кДа

Вязко-эластичность: ★★★★★

Игла в комплекте: 27G 13м (2 шт)

Глубина введения: средние слои дермы,
мелкие и средние морщины

Длительность эффекта: замедленная
деградация, продолжительность 12
месяцев



Сшивающий агент DVC, без BDDE

HyalDew® Mid

PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID

**Самый популярный идеальный филлер
для моделирования губ**

Показания: увеличение объема губ,
коррекция средневыраженных
носогубных складок, естественная
коррекция скуловой зоны,
средневыраженный дефицит объема
тканей, восполнение объема мочки уха,
восполнение утраченных объемов в
подбородочной и височной области
лица, безоперационная ринопластика.

Зоны применения: губы, скулы,
носогубные складки





HyalDew® Shine

PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID

Состав: чистая легко сшивая гиалуроновая кислота

Концентрация ГК: 20 mg/mL

Объем: 2ml x 1 шприц

Молекулярная масса: 2,4-4 кДа

Вязко-эластичность: ★★☆☆☆

Игла в комплекте: 31G 13мм или 34G 1.2мм UTW

Глубина введения: средние слои дермы, Skin Booster

Длительность эффекта: 10 - 12 месяцев*

**курсовое применение*



Сшивающий агент DVC, без BDDE

HyalDew®
PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID



FILLERS

HyalDew® Shine

PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID

Мощный SkinBooster и репарат на основе высокоочищенной нативной гиалуроновой кислоты.



Продолжительное и глубокое увлажнение за счет запатентованной технологии: увлажнение на 2-3 месяца после 1 процедуры!

Показания: заполнение «морщин-марионеток», кисет, разглаживание мелких морщин, кольца Венеры, уплотнение дермального слоя, разглаживание мелких морщин, подготовка к контурной пластике и лазерной шлифовке.

Зоны применения: лицо, шея, декольте, кисти рук, морщины лба.



HyalDew®
PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID



Области применения HyalDew®

Скинбустер

HyalDew Shine

Глубокие морщины

HyalDew Mid

Область скул и щек

HyalDew All

HyalDew Mid

Область губ

HyalDew Fine

HyalDew Mid

Лоб

HyalDew All

Мелкие морщины

HyalDew Fine

Назолabiальная область

HyalDew All

Продуктовая линейка



HyalDew All



HyalDew Mid



HyalDew Fine



HyalDew Shine

HyalDew® позволяет проводить точные процедуры в конкретных областях и обеспечивает безопасный и эффективный результат

HyalDew®
PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID



ДО



ПОСЛЕ


Результаты применения HyalDew® All

Коррекция
средней,
нижней лица и губ

Результаты применения HyalDew® All



ДО



ПОСЛЕ

Безоперационная
ринопластика

Результаты применения HyalDew® All



ДО



ПОСЛЕ

Коррекция углов нижней
челюсти



ДО



ПОСЛЕ

**Результаты
применения
HyalDew® Fine**

Контурная пластика губ



ДО



ПОСЛЕ




ДО




ПОСЛЕ

Результаты применения HyalDew® Mid

Контурная пластика губ



ДО



ПОСЛЕ

Результаты
применения
HyalDew® Mid

Контурная пластика губ

HyalDew®
PATENTED MICRO BEANS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID



FILLERS

ПРЕИМУЩЕСТВА HyalDew®

- ✓ В основе производства продуктов HyalDew® лежит новая запатентованная технология сшивки MCL* и DVS, без BBDE
- ✓ Филлер пролонгированного действия. Долговечность и поддержание формы после процедуры до 18 месяцев
- ✓ Филлер пластичный, не даёт отёка, снижен риск аллергических реакций. Благодаря запатентованной технологии сшивки более экономичен, по сравнению с конкурентами.
- ✓ Безопасный наполнитель с возможностью выведения из организма, прекрасно выводится гиалуронидазой
- ✓ Превосходная гидрофильная способность обеспечивает выраженный моделирующий эффект
- ✓ В линейке представлены филлеры с лидокаином






Метод производства филлера HyalDew®: MCL* технология

- Производитель HyalDew® BioPlus Co (Южная Корея) – известный во всем мире, имеющий 7 патентов. Филлерами работают более чем в 10 странах мира
- BioPlus Co – единственный производитель, получивший одобрение Министерством безопасности пищевых продуктов и медикаментов и CE сертификацию сшивки DVS в производстве наполнителей.
- Препараты BioPlus произведены с помощью монофазного метода.

Метод производства BioPlus
(Многоступенчатое сшивание: MCL)

	Другие Корейские компании	BioPlus
Сшивающие агенты	BDDE	DVS
Способ изготовления частиц	Технология измельчения геля	Технология микробусин
Состояние продукта	двухфазный	монофазный



HyalDew®
PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID

*MCL: многоуровневое перекрестное сшивание



Метод производства филлера HyalDew®: MCL* технология

- Короткометражный фильм о производстве филлера HyalDew®



*MCL: многоуровневое перекрестное вшивание

HyalDew®
PATENTED MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID

Зарубежная сертификация Bio Plus

РЕЕСТРОВАЯ ЗАПИСЬ РОСЗДРАВНАДЗОРА ФРМ 2016-49994 <http://www.mph.gov.ru/medicines/rozdraznadr>

Периоды выдачи: Летняя пора года выдачи

Указанный номер регистрационной записи: 14294

Регистрационный номер медицинского изделия

Дата государственной регистрации медицинского изделия

Срок действия регистрационного удостоверения

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE COSTA RICA

CERTIFICADO DE REGISTRO DE EQUIPO Y MATERIAL BIOMEDICO
NÚMERO DE REGISTRO: EMB-KR-18-00786

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
RESOLUCIÓN No. 2017021956 DE 30 de Mayo de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

ANTECEDENTES
Que mediante Radicado No. 2016113736 de fecha 19 de Agosto de 2016, el Doctor JHON NUÑEZ actuando en calidad de Representante Legal de la empresa BIOPLUS CO., LTD. Registro Sanitario para el producto RELLENO DERMICO DE ACIDO HIALURONICO ABSORBI- modada IMPORTAR Y VENDER.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Que una vez estudiada la respuesta al Auto No. 2016013605 de fecha 15 de Noviembre de 2016, se aprueba en el proceso de manufactura, para cumplir con los requisitos de manufactura.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a:
RELENO DERMICO DE ACIDO HIALURONICO ABSORBI
ACIDO HIALURONICO
HYALDEW
INVIMA 2017DM-0014258
IMPORTAR Y VENDER
BIOPLUS CO., LTD con domicilio en KOREA
BIOPLUS CO., LTD con domicilio en KOREA
SILMED COLOMBIA S.A.S. con domicilio en BOGOTÁ - D.C.
SILMED COLOMBIA S.A.S. con domicilio en BOGOTÁ - D.C.
INVASIVO
II

REPUBLICA DOMINICANA
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Certificado de Registro de Medicamentos y Especialidades Farmacéuticas
CERTIFICADO

Que el producto denominado: **HYALDEW**
Concentración: 20 mg/ml
Presentado bajo la forma de: **GEL**
Envasado en: **AMPOLLA PRELLENADA**
Fabricado por: **BIOPLUS CO., LTD, KOREA**
Para: **BIOPLUS CO., LTD, KOREA**

Original pagado de seguridad del titular
Código original: 00001

Ha sido registrado por el término de cinco (5) años, bajo el No. PSEB-17-00001. Convalidado el efecto, de acuerdo con el reglamento No. 246-05 de fecha 22 de Junio de 2006.

ASAL ORIGINAL

PHAK BERKUSA PERANTI PERUBATAN
MEDICAL DEVICE AUTHORITY

PHAK BERKUSA PERANTI PERUBATAN
MEDICAL DEVICE AUTHORITY

AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737)
MEDICAL DEVICE ACT 2012 (AKTA 737)
SUL PENDOFTARAN PERANTI PERUBATAN
MEDICAL DEVICE REGISTRATION CERTIFICATE
Sekayen 5(1) Akta 737
Section 5(1) of Akta 737

No. Pendaftaran: GD87842264317 Tarikh Sa-Laku Pendaftaran: 11/07/2017 - 10/07/2022
Registration No.: Registration Validity Date:

Sijil ini adalah terbitan ini dikeluarkan kepada:
This Certificate is hereby issued to:

YENUSYS MEDICAL SON BHD

yang beralamat di:
of: 45, JALAN ASTAKA US84A, 4-Pare, TAMAN PERINDUSTRIAN BUKIT JELUTONG, SEKSYEN US, SHAH ALAM 40150 SELANGOR

bagi melaksanakan peranti perubatan seperti yang dinyatakan dalam Lampiran 1 adalah berdaftar di bawah Sekayen 5(1) Akta 737, to confirm that the medical device as detailed out in Attachment 1 is registered under Section 5(1) of Act 737.

Pendaftaran ini diberikan terlika kepada pemohon-permohonan di bawah Akta 737 dan peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya serta syarat-syarat seperti di Lampiran 2. This registration is granted subject to the provisions under Act 737 and its subsidiary legislations and the conditions as in Attachment 2.

ZAMANE BIN ABDUL RAHMAN
Ketua Eksekutif
Chief Executive
Pihak Berkuasa Peranti Perubatan
Medical Device Authority

REPUBLIC OF SINGAPORE
HEALTH SCIENCES AUTHORITY
HEALTH PRODUCTS ACT (No 15 of 2007)

APPLICATION FOR IMPORT AND SUPPLY OF UNREGISTERED MEDICAL DEVICE TO PRIVATE HOSPITAL, MEDICAL CLINIC OR CLINICAL LABORATORY LICENSED UNDER THE DRUGS ACT (248) FOR THE USE ON THEIR PREMISES

To be completed by HSA Medical Device Division
Authorisation Licence No: Authorisation Dealer's Licence No. 17 October 2017
Date of Issuance:

SECTION A - MEDICAL DEVICE DETAILS
Name as per device label (including accessories): HYALDEW
Identifier: REFER TO

Name and address of product owner: BioPlus Co., Ltd #211, Mijun Techno World 2, 187, Techno World 2, Yubeong-gu, Seoul 06223

1. Have an application for Product Device been submitted to Medical Device Division (MDB)?
2. Are the devices listed in this application involved in or impacted by any Singaporean regulatory control or in Singapore?
3. Are the devices in this application subject to other regulatory control in Singapore (E.g. Licensing by Radiation Protection, Nuclear Science Department (PNS) under the Radiation Protection, medical irradiating apparatus (non-ionising)?

NOTE: Signing and submitting this form on behalf of the manufacturer or importer/authorisation to import and supply would be required.

На підставі цього сертифікату та додатку 3 до Технічного регламенту щодо мед. засобів надано сертифікації від 26.02.2019 р.

Нагляд за складеною системою управління якістю періодично, яка регламентується програмою

Політехмед
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Державне українське об'єднання «Політехмед»
Organ z oцінки відповідності
Conformity assessment body
Ukrainian State Association «Politechmed»
U.A.TR. 101

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
Certificate of Conformity
№ U.A.TR. 101-346-450-2019
Дата реєстрації 26.02.2019 р.
Термін дії до 23.02.2024 р.

Виробник: BioPlus Co., Ltd, SF, Geobong Bldg, 227, Doojeok-ro, Gangnam-gu, Seoul 06223
Місце виробництва: BioPlus Co., Ltd, #211, Mijun Techno World 2, 187, Techno 2-ro, Yubeong-gu, Seoul 06223
Уповноважений представник в Україні: Філічча особа-підприємця Ташево Валент Михайлович, вул. Енергетиків, буд. 14, кв.14, м. Українка, 08720, Україна

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності: Державним українським об'єднанням «Політехмед» («ДЮ» «Політехмед»)
Сертифікат в Україні: Certificate is issued by Conformity assessment body

На підставі цього сертифікату та додатку 3 до Технічного регламенту щодо мед. засобів надано сертифікації від 26.02.2019 р.

Нагляд за складеною системою управління якістю періодично, яка регламентується програмою

Р. Карпачук
Генеральний директор
ДЮ «Політехмед»
Сервісний Органу з оцінки відповідності

Спасибо!

HyalDew

PATENT MICRO BEADS OF CROSS-LINKED HYALURONIC ACID

Fine
1ml x 1

All
1ml x 1

Mid
1ml x 1

 hyaldew.ru

 info@hyaldew.ru

 +7 (495) 021-72-54

  +7 (929) 914-90-87

 [public198986377](https://vk.com/public198986377)

 [hyaldew_ru-100498078489265](https://www.facebook.com/hyaldew_ru-100498078489265)

 [hyaldew_ru](https://www.instagram.com/hyaldew_ru)