



EAC



# ПОЛКА К СТОЛАМ АВЕРОН модель ПОЛКА 1.1 СУЛ



Этикетка  
АВЕ 546. 050.002 ЭТ

Декларация о соответствии  
ТС № RU Д-РУ.АУ04.В.54749 от 19.09.2016

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

<b>ПОЛКА 1.1 СУЛ</b>	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

**1.1 ПОЛКА** 1.1 СУЛ (далее – полка) предназначена для создания дополнительных мест хранения необходимых при работе предметов. Устанавливается под столешницей Стола универсального лабораторного СУЛ ЭЛЕМЕНТ (далее – СУЛ), до 3-х штук. ТО 5621-39-52331864-2016.

### 1.2 Особенности

- прямоугольная полка;
- крепление под столешницей СУЛ.

### 1.3 Условия эксплуатации

окружающая температура ..... 10...35°С

влажность при 25°С, не более.....80%

### 1.4 Основные технические характеристики

габариты, мм ..... 475x555x55

масса, не более, кг.....3,6

максимальная нагрузка, кг..... 10

### 1.5 Комплектность

Полка - 1 шт

Этикетка АВЕ 546. 050.002 ЭТ

## 2 ПОРЯДОК СБОРКИ

Закрепить (рис.2) полку/полки (1) винтами в отверстиях боковых стенок СУЛ.




Рис.1



Рис.2

## 3 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

### Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО» [www.averon.ru](http://www.averon.ru)

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)