

Игрушка «Доктор Мякиш — Лягушка»

А знаете, почему наша ЛЯГУШКА такая чудесная?

Потому что она сшита добрыми руками с большой любовью к деткам.

Мягкая ЛЯГУШКА изготовлена вручную по особой технологии, поэтому она:

Улыбается даже во сне Игрушка «Доктор Мякиш — Лягушка» сделана из 100%-ого льна, который хорошо переносит многочисленные стирки и не накапливает на себе статическое электричество.

Что за чудная игрушка

Эта милая лягушка!

Может весело пиццать

И животиком шуршать!

Сможет всех развеселить,

Если надо – подлечить!

Игрушка «Доктор Мякиш — Лягушка» способствует развитию зрительного и слухового сосредоточения малыша.

ОСОБЫЕ РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ ОТ «ДОКТОРА МЯКИША» И «ЛЯГУШКИ»
(исполнять в строгом соответствии с данной инструкцией!)

Взять веселую ЛЯГУШКУ и крепко прижать её к себе. Обязательно улыбнуться в ответ на её улыбку. Потрогать её мягкие лапки, поводить пальчиком по её глазкам, роту. Потрогать пуговицы на брюшке, попытаться самостоятельно или с помощью родителей расстегнуть пуговицы, чтобы просунуть внутрь руку. Достать из животика Лягушки сюрприз — небольшой шуршащий полотняный мешочек. Ощупать шуршащие вишневые косточки в мешочке руками или походить-потопаться по мешочку ступнями, чтобы получить удовольствие от массажа, успокоиться перед сном или расслабиться во время отдыха.

ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ ОТ «ДОКТОРА МЯКИША» И «ЛЯГУШКИ» ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МАЛЫША

Используйте нагретый мешочек для прогрева детского автокресла и детского питания в бутылочке в зимний период. В отличие от простой грелки с водой, мешочек не замерзнет при остывании.

В летний период, когда автокресло сильно нагревается на солнце, можно использовать мешочек с противоположной целью (в качестве охлаждающего средства).

Внутри Лягушки есть специальный мешочек с вишневой косточкой, который при нагревании или охлаждении обеспечивает глубокое тонизирующее воздействие на все системы организма.

ТЁПЛЫЙ РЕЖИМ:

Расслабляет, согревает, прогревает детское автокресло и детское питание в бутылочке.

Как нагреть? Мешочек с вишнёвыми косточками поместите в микроволновую печь и нагрейте до комфортной для Вас температуры (не более 1 минуты). Перед повторным нагревом мешочек должен полностью остыть.

НЕЛЬЗЯ НАГРЕВАТЬ ВСЮ ИГРУШКУ ЦЕЛИКОМ!

ХОЛОДНЫЙ РЕЖИМ:

Тонизирует, охлаждает.

Как остудить? Мешочек с вишнёвыми косточками поместите в морозильную камеру в полиэтиленовом пакете, и замораживайте до комфортной для Вас температуры (не более 60 минут).

НЕЙТРАЛЬНЫЙ РЕЖИМ (режим комнатной температуры):

Развивает мелкую моторику. Способствует развитию зрительного и слухового сосредоточения малыша.

КАК СТИРАТЬ?

Корпус игрушки стирать вручную при температуре 30 градусов. Мешочек с вишнёвыми косточками (внутри игрушки) стирать нельзя, только встряхивать и проветривать.