




КОРЗИНА 28.0 КЛИН

**Этикетка
АВЕ 520.000.000 ЭТ**

Устройство для очистки и обезжиривания зубных коронок и пластмассовых зубов (далее – зубы). Состоит из металлической пластины и двух перфорированных пластиковых кассет с ячейками на 14 зубов каждая, крепящихся к пластине на магниты.



1 – ключ между 7-ми зубами
2,3 – ключи между 2-ми и 3-ми зубами



Особенности работы:

- Снять зубы с восковой модели и разложить по соответствующим ячейкам. Для ориентации между ячейками седьмых и симметрично вторых-третьих зубов сделаны ключи в виде выступов.
- Для обезжиривания зубов прикладывать поочередно сопло паропистолета к нужной ячейке в кассете и включать подачу пара.
- Для удаления воска погрузить заполненные кассеты в кипяток на нужное время.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

КОРЗИНА 28.0 КЛИН	Зав.номер
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.